



# ANWEISUNGEN FÜR EINWEG-INFUSIONSSETS

## ANWENDUNGSANWEISUNGEN

Das Produkt wird ausschließlich über die Schwerkraft gespeist und zur Infusion verwendet.

### Hauptstruktur und Eigenschaften

- Die Schläuche und die Tropfkammer sind transparent und leicht zu überwachen;
- Die Schläuche sind ausreichend flexibel, sodass sie sich nicht aufwickeln und verdrehen;
- Spezielles Design des Verschluss-Durchstoß-Geräts zur bequemen Handhabung und Verwendung;
- Der Durchflussregler kann die Durchflussmenge vom Minimum auf Maximum schalten.

### ANWENDUNG

- Überprüfen Sie vor der Verwendung zunächst den Gültigkeitszeitraum sowie die Vollständigkeit der Verpackung;
- Reißen Sie die Verpackung an der Schnittfläche auf und entnehmen Sie das Infusions-Set;
- Schließen Sie den Regler, ziehen Sie die Schutzkappe des Verschluss-Steckgeräts ab und führen Sie die Stachel in den Desinfektionsverschluss des Flüssigkeitsbehälters ein;
- Stellen Sie den Flüssigkeitsbehälter auf den Kopf, drücken Sie auf den Zylinder und füllen Sie ihn zur Hälfte mit der Einspritz-Lösung; öffnen Sie anschließend den Regler, um die Luft aus dem Schlauch zu entfernen.
- Durchstoßen Sie die Vene gemäss dem aseptischen Vorgang, nachdem Sie die Luft ausgestoßen haben, und stellen Sie sie wieder her.
- Überwachen Sie und stellen Sie anschließend die Durchflussmenge auf normal ein.
- Der Infusionsvorgang erfordert die Betreuung, die Implementierung und Überwachung seitens des entsprechenden Fachpersonals.
- 20 Tropfen=(1±0,1)ml[(1±0,1)g]

### VORSICHTSMASSNAHMEN

- Es kann Unterkühlung verursachen - insbesondere bei schwachen Patienten;
- Aufgrund der schnellen Flussrate können Rhythmusstörungen in den Herzkammern auftreten;
- Der Infusionsvorgang sollte überwacht werden, falls ein Unfall auftritt;
- Es sollte vor dem Öffnen der Verpackung steril und pyrogenfrei sein;
- Es hat eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren, verwenden Sie sie nicht, wenn das Gültigkeitsdatum überschritten wurde.
- Entsorgen Sie es nach der einmaligen Verwendung.

### WARNUNGEN

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist, die Schutzkappe abgenommen wurde, ein Teil fehlt oder Fremdkörper darin vorhanden sind;
- Es sollte von einer besonders geschulten Person verwendet werden, und die Haut sollte korrekt sterilisiert werden.
- Die Produkte können nicht wiederverwendet werden. Die wiederholte Verwendung kann Kreuzinfektionen und sogar schwerwiegende Krankheiten, wie z.B., Hepatitis, HIV und andere Infektionskrankheiten, verursachen.

### LAGERUNG

Das Produkt sollte in einem Zustand aufbewahrt werden, in dem die relative Luftfeuchtigkeit weniger als 80% beträgt, es sollte zusätzlich frei von korrosiven Gasen, kühl, trocken, gut belüftet und sauber sein.

NICHT WIEDERVERWENDEN	NICHT VERWENDEN, FALLS DIE VERPACKUNG BESCHÄDIGT IST	<b>STERILE</b> STERIL	<b>STERILE EO</b> MIT ETHYLENOXID STERILISIERT
<b>MD</b> MEDIZINISCHES GERÄT	<b>UDI</b> EINDEUTIGE GERÄTEKENNUNG	VORSICHT	2862
Einzelnes Sterilbarriere-System	Einfaches Sterilbarrieresystem mit Außenschutzverpackung	REV.: A/0 DATUM DES INKRAFTTRETENS: 2022-01-24	